

I-TECH PHYSIO

I-Tech Physio è l'elettrostimolatore facile da usare e completamente programmabile per la terapia del dolore e la riabilitazione muscolare.

14 PROGRAMMI TENS
21 PROGRAMMI NEMS
15 PROGRAMMI BEAUTY
9 PROGRAMMI INCONTINENZA
27 PROGRAMMI RIABILITAZIONE
13 MEMORIE LIBERE

STIMOLAZIONE DENERVATO

CND Z120601

REP 1225566/S

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIa

I-TECH PHYSIO è un dispositivo medico CE0068



DOTAZIONE

- ✓ Apparecchio con display grafico a 2 canali
- ✓ 2 cavi di connessione per la trasmissione degli impulsi elettrici
- ✓ 2 cavetti sdoppiatori per raddoppiare l'area di copertura degli elettrodi
- ✓ Elettrodi adesivi pregellati
- ✓ Kit ionoforesi (elettrodi in silicone, spugne porta elettrodo, fascia elastica fissaggio elettrodi)
- ✓ Batteria ricaricabile estraibile
- ✓ Caricabatteria
- ✓ Manuale utente
- ✓ Manuale delle posizioni elettrodi
- ✓ Borsa di contenimento



CARATTERISTICHE

- ✓ 2 canali indipendenti
- ✓ Onda quadra bifasica compensata
- ✓ Onda quadra monofasica
- ✓ Onda Interferenziale, Kotz
- ✓ Dispositivo programmabile
- ✓ Intensità massima 200 mApp
- ✓ Display retroilluminato
- ✓ Clip aggancio cintura
- ✓ Batteria interna ricaricabile Ni-Mh con nuova tecnologia LL (long-lasting) a bassa autoscarica

PROGRAMMI

TENS

- 01 Tens rapido
- 02 Tens endorfinico
- 03 Tens ai valori massimi
- 04 Antinfiammatorio
- 05 Cervicalgia/Cefalea miotensiva
- 06 Lombalgia/Sciatalgia
- 07 Distorsioni/Contusioni
- 08 Vascolarizzazione
- 09 Decontratturante
- 10 Dolori mano e polso
- 11 Stimolazione plantare
- 12 Epicondilite
- 13 Epirocite
- 14 Periartrite

REHA

- 01 Ionofresi L
- 02 Ionofresi M
- 03 Ionofresi H
- 04 Microcorrente
- 05 Ematoma
- 06 Edema
- 07 Tens sequenziale
- 08 Tens Burst
- 09 Prevenzione atrofia
- 10 Atrofia
- 11 Denervato quadra 50 ms
- 12 Denervato quadra 100 ms
- 13 Denervato quadra 150 ms
- 14 Denervato quadra 200 ms
- 15 Denervato quadra 250 ms

- 16 Denervato triangolare 50 ms
- 17 Denervato triangolare 100 ms
- 18 Denervato triangolare 150 ms
- 19 Denervato triangolare 200 ms
- 20 Denervato triangolare 250 ms
- 21 Interferenziale
- 22 Tens con modulazione in ampiezza
- 23 Tens alternata
- 24 Tens con modulazione in frequenza
- 25 Tens con modulazione in frequenza
- 26 Tens con modulazione in ampiezza
- 27 Kotz

NEMS

- 01 Riscaldamento
- 02 Resistenza arti superiori e tronco
- 03 Resistenza arti inferiori
- 04 Forza resistente arti superiori e tronco
- 05 Forza resistente arti inferiori
- 06 Forza base arti superiori e tronco
- 07 Forza base arti inferiori
- 08 Forza veloce arti superiori e tronco
- 09 Forza veloce arti inferiori
- 10 Forza esplosiva arti superiori e tronco
- 11 Forza esplosiva arti inferiori
- 12 Capillarizzazione profonda
- 13 Recupero muscolare
- 14 Agonista-antagonista
- 15 Contrazioni toniche sequenziali arti superiori e tronco
- 16 Contrazioni toniche sequenziali arti inferiori
- 17 Contrazioni fasiche sequenziali arti superiori e tronco
- 18 Contrazioni fasiche sequenziali arti inferiori

- 19 Decontratturante

- 20 Massaggio profondo

- 21 EMS

BEAUTY

- 01 Rassodamento arti superiori e tronco
- 02 Rassodamento arti inferiori
- 03 Tonificazione arti superiori e tronco
- 04 Tonificazione arti inferiori
- 05 Definizione arti superiori e tronco
- 06 Definizioni arti inferiori
- 07 Modellamento
- 08 Microlifting
- 09 Lipolisi addome

- 10 Lipolisi cosce

- 11 Lipolisi glutei e fianchi

- 12 Lipolisi braccia

- 13 Elasticità tessuti

- 14 Capillarizzazione

- 15 Pesantezza alle gambe

INCONTINENZA

- 01 Incontinenza da stress

- 02 Incontinenza da stress

- 03 Incontinenza da stress

- 04 Incontinenza da urgenza

- 05 Incontinenza da urgenza

- 06 Incontinenza da urgenza

- 07 Incontinenza mista

- 08 Incontinenza mista

- 09 Incontinenza mista