

OSTEOMAT



Il materassino OSTEOMAT è il nuovo materassino per trattamenti di magnetoterapia a bassa frequenza. Tale materassino nasce dall'esigenza di trattare più segmenti corporei in un'unica seduta grazie alla sua grande semplicità d'uso ed estrema flessibilità.

La configurazione dell'Osteomat è stata pensata per andare a stimolare quelle zone del corpo (spalle, colonna, bacino) che maggiormente sono colpite da una riduzione della massa ossea, sintomo tipico dell'osteoporosi.

CND Z12069099

REP 1831957/R

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I non sterile e senza funzioni di misura

DOTAZIONE

- ✓ Osteomat
- ✓ Manuale d'uso

CARATTERISTICHE

- ✓ 4 settori attivi con 8 solenoidi totali
- ✓ 2 cavi di collegamento
- ✓ Compatibile con i modelli MAG2000, MAG2000 PLUS, MAG2000 PREMIUM e modelli della famiglia LaMagneto.

DIMENSIONI APPARECCHIO

160x65 cm